



北京鼎国昌盛生物技术有限责任公司
BEIJING DINGGUO CHANGSHENG BIOTECHNOLOGY CO., LTD

5× Tris-甘氨酸蛋白电泳缓冲液

产品编号: WB-0052

产品规格: 500ml

产品简介:

Tris-甘氨酸蛋白电泳缓冲液是实验室常用生化试剂, 可用于 SDS-PAGE 时的电泳缓冲液。

保存条件: 室温保存, 一年有效。

使用说明:

本品为 5× 浓度, 用时稀释 5 倍用即可。次电泳液可重复使用 2~3 次。电泳液可以回收重复利用, 一般将回收的电泳液加入垂直电泳槽的下半部分, 上半部分最好使用新鲜电泳缓冲液。

注意事项:

- 1、配制好的电泳液使用时间不宜超过两周。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。